

FICHE AUDIT BEXEN CARDIO REANIBEX 100

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



☐ BEXEN CARDIO REANIBEX 100 DEA Ref : DJA 0101

☐ BEXEN CARDIO REANIBEX 100 DSA Ref : DJA 0100

Numéro de série du défibrillateur :

(A l'arrière du DAE, proche du logo "S/N". Ex : S/N 2022/200702015)


Options :

☐ WIFI

☐ SIGFOX



(A l'arrière du DAE, proche du logo "COM". Ex : COM SIGFOX)




Clé (obligatoire suite à une action corrective) :

(Présent entre le chapitre 6 et 7 du guide pratique, il s'agit d'un petit livret très souvent stocké dans la sacoche de transport du DAE. Exemple : &ABrU62r*Tkf)

Votre défibrillateur est opérationnel : Oui / Non

(Led verte clignotante toutes les 10 secondes, face avant du DAE)



Date de la mise en service :/...../.....

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :


Informations sur les électrodes thérapeutiques « adulte »

(Etiquettes visibles sous les électrodes)

Référence (à côté du logo « REF ») : KSA 0502 A ☐ Autre référence :

Lot (à côté du logo « LOT ») :

Date de péremption (à côté du logo sablier) :/.....



Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Référence : DJS 3000 ☐ Autre référence, précisez :

(Sous le symbole « REF »)

N° de série de la batterie :/.....


(A côté du symbole « LOT »)

Date de fabrication de la batterie :-.....

Nouvelle génération (A côté de l'usine)

Date de péremption de la batterie :-.....

Ancienne génération (A côté du sablier)



Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 45°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐

Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non Présence d'un accueil : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :